



## Supporto per doccia Grohe



Renato

[VIEW IN BROWSER](#)

updated 13. 2. 2022 | published 13. 2. 2022

### Summary

sostituisce l'originale supporto doccia



2.05 hrs



1 pcs



0.20 mm



0.40 mm



PET



17 g



Prusa  
MK2.5/S

[Household](#) > [Bathroom](#)

Tags: [grohe](#) [doccia](#)

Per sostituire il supporto girevole della doccia. fare attenzione va stampata con l'attacco doccia verso il basso altrimenti tende a non entrare. l'ho realizzato con tolleranze strette si può allargare un po'. altra cosa verificate la conicità dell'attacco se è meno accentuata della doccia si rompe subito fatela piuttosto larga.

Ho usato altezza variabile dei layer

## Model files



**doccia.scad**



**doccia.stl**

## Print files



**doccia\_02mm\_petg\_mk25s\_2h3m.gcode**

 PET  0.40 mm  0.20 mm  2.05 hrs  17 g  Prusa MK2.5/S

## License

This work is licensed under a  
[Creative Commons \(International License\)](#)



**Public Domain**

- ✓ | Sharing without ATTRIBUTION
- ✓ | Remix Culture allowed
- ✓ | Commercial Use
- ✓ | Free Cultural Works
- ✓ | Meets Open Definition